

FLAME Pette フレイムペット フルオートクレーブ対応マイクロピペット



- 💧 **軽いフィーリング**
従来よりも軽い力でピペッティング
- 💧 **ロック機能で安心**
スライド式容量ロック搭載
- 💧 **UV耐性で安心**
安全キャビネット内でも使用可能
- 💧 **オートクレーブ対応で安心**
全体をそのままオートクレーブにかけられるので、安心してご利用いただけます。

滅菌済 メタルフリー低吸着フィルターチップ

FLAMETIPは、透明で高品質のポリプロピレンから製造され、チップの内面は特別処理により超疎水性になっています。ほとんどのブランドのマイクロピペットに対応、疎水性PPフィルターによりウイルスを含むエアロゾル等によるコンタミネーションを防ぎます。

- ・PPフィルター付きのTipです
- ・滅菌：ガンマ線照射による滅菌：SAL10⁻⁶（ISO11137）
- ・使用期限：製造月から3年
- ・製造環境：クラス100,000のクリーンルーム環境で製造
- ・包装：再密封可能なビニール袋、剛性の高いオートクレーブ可能なラック
- ・DNase / RNaseフリー

- ・トレーサビリティ：すべてのラック・ケースにロット番号が印刷されています
- ・バイロジェンフリー：医療機器のLALテストに関するFDAガイドラインにて検証済み（許容レベル0.5EU / ml未満）
- ・核酸フリー：この製品はテスト済みであり、検出可能な核酸は含まれていません。
- ・金属フリー：すべての材料は、米国薬局方ガイドラインに準拠した金属フリーの認定を受けています。
- ・ATPフリー：この製品はテスト済みであり、ATPは含まれていません
- ・ISO：ISO13485：2016およびISO9001：2015品質管理システムの下で製造



FLAMETIP

製品番号	品名	滅菌	フィルター	タイプ	入数/ラック	入数/箱	価格（円 / 税別）
FTS252010R1	FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ 10µl（96本*10ラック）	γ線滅菌済	有	ローリテンション	96	960	¥13,800
FTS233010R1	FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ 10µl ロング（96本*10ラック）	γ線滅菌済	有	ローリテンション	96	960	¥13,800
FTS252020R1	FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ 20µl（96本*10ラック）	γ線滅菌済	有	ローリテンション	96	960	¥13,800
FTS252100R1	FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ 100µl（96本*10ラック）	γ線滅菌済	有	ローリテンション	96	960	¥13,800
FTS231200R1	FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ 200µl（96本*10ラック）	γ線滅菌済	有	ローリテンション	96	960	¥13,800
FTS233300R1	FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ 300µl（96本*10ラック）	γ線滅菌済	有	ローリテンション	96	960	¥13,800
FTS252000R1	FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ 1000µl（96本*10ラック）	γ線滅菌済	有	ローリテンション	96	960	¥15,100
FTS371000R1	FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ 1000µl ロング（96本*10ラック）	γ線滅菌済	有	ローリテンション	96	960	¥18,700

フレイムペット FLAMEPETTE



フレイムペット

フルオートクレーブ対応マイクロピペット

- オートクレーブ専用、安キャビ専用
- いざという時の予備に
- 個人用のマイクロピペットに

Ordering information

Product Code	Volume range	Increment	Test volume(μL)	Systematic error (Inaccuracy)		Random error (Imprecision)		Color
FLPFGFAS101A	0.1-2.5μL	0.002μL	0.25μL	12.00%	±0.03μL	6.00%	+0.015μL	Brown
			1.25μL	2.50%	±0.031μL	1.50%	+0.019μL	
			2.5μL	1.40%	±0.035μL	0.70%	+0.018μL	
FLPFGFAS102A	0.5-10μL	0.01μL	1μL	2.50%	±0.025μL	1.80%	+0.018μL	Orange
			5μL	1.50%	±0.075μL	0.80%	±0.04μL	
			10μL	1.00%	±0.1μL	0.40%	±0.04μL	
FLPFGFAS103A	2-20μL	0.02μL	2μL	5.00%	±0.1μL	1.50%	±0.03μL	Purple
			10μL	1.20%	±0.12μL	0.60%	±0.06μL	
			20μL	1.00%	±0.2μL	0.30%	+0.06μL	
FLPFGFAS104A	5-50μL	0.05μL	5μL	2.00%	+0.1μL	2.00%	+0.1μL	Green
			25μL	0.90%	±0.225μL	0.60%	+0.15μL	
			50μL	0.60%	+0.30μL	0.30%	±0.15μL	
FLPFGFAS105A	10-100μL	0.1μL	10μL	3.00%	+0.3μL	1.00%	+0.1μL	Dark blue
			50μL	1.00%	+0.5μL	0.30%	+0.15μL	
			100μL	0.80%	+0.8μL	0.20%	+0.2μL	
FLPFGFAS106A	20-200μL	0.2μL	20μL	2.50%	+0.5μL	0.70%	+0.14μL	Blue
			100μL	1.00%	±1.0μL	0.30%	+0.3μL	
			200μL	0.60%	±1.2μL	0.20%	±0.4μL	
FLPFGFAS107A	100-1000μL	1μL	100μL	3.00%	±3.0μL	0.60%	±0.6μL	Red
			500μL	1.00%	±5.0μL	0.20%	±1.0μL	
			1000μL	0.60%	±6.0μL	0.20%	±2.0μL	
FLPFGFAS108A	500-5000μL	5μL	1000μL	2.40%	±0.012mL	0.60%	±0.003mL	Yellow
			2500μL	1.20%	±0.03mL	0.25%	±0.006mL	
			5000μL	0.60%	±0.03mL	0.15%	±0.008mL	
FLPFGFAS109A	1-10 mL	10μL	1mL	3.00%	±0.03mL	0.60%	±0.006mL	Grey
			5mL	0.80%	±0.04mL	0.20%	+0.01mL	
			10mL	0.60%	+0.06mL	0.15%	+0.015mL	

GVS ジャパン株式会社

〒160-0023

東京都新宿区西新宿7-10-12 KKDビル4階

TEL: 03 5937 1447 FAX: 03-5937-1448

<https://www.gvsjapan.co.jp>

販売代理店